

# Sanicentro Multidesinfección

Bactericida y fungicida de contacto

Producto especialmente indicado para la desinfección y limpieza de superficies y material de aprendizaje de piscina.

## PROPIEDADES

Debido a su acción bactericida y fungicida, está especialmente indicada su aplicación en la limpieza de vestuarios, duchas, servicios, bancos, paredes y todo tipo de recintos de afluencia pública.

Garantiza una limpieza potente y eficaz de todas las superficies y materiales.

Bactericida y fungicida universal: piscinas al aire libre y cubiertas.

## BENEFICIOS

- ✓ *Capacidad bactericida y fungicida (en las dosis indicadas) de al menos un 99,9% frente a las bacterias y hongos más comunes*
- ✓ *Limpiando y desinfectando en profundidad todas las superficies sin dañar ni atacar a tejidos*
- ✓ *Evita la contaminación en las piscinas*
- ✓ *De fácil aplicación por pulverizador*



### PROPIEDADES

<b>Aspecto</b>	Líquido transparente	<b>Olor</b>	Cítrico
<b>Color</b>	Incoloro/ligeramente amarillento	<b>pH</b>	7,9

### MODO DE EMPLEO

Los métodos de aplicación dependerán de la superficie u objeto a limpiar, aconsejando la pulverización para conseguir un mayor rendimiento.

**Desinfección y ambientación:** Aplicar puro pulverizado.

**Desinfección de materiales de aprendizaje:** Aplicar diluido mediante contacto o inmersión.

**Limpieza y desinfección de superficies:** Aplicar diluido mediante contacto con fregona o bayeta.

### DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

**Bactericida:** En cumplimiento con la norma UNE EN 13697 aplicar al 25% (2,5 L de Sanicentro Multidesinfección en 10 L de agua). Aplicar el producto diluido y dejar actuar, al menos, 5 min., para garantizar una eficacia correcta. Aclarar y secar con un paño.

**Fungicida:** En cumplimiento con la norma UNE EN 13697 aplicar al 25% (2,5 L de Sanicentro Multidesinfección en 10 L de agua). Aplicar el producto diluido y dejar actuar, al menos, 15 min., para garantizar una eficacia correcta. Aclarar y secar con un paño.

### OTRA INFORMACIÓN

Estas dosis son de carácter orientativo. Es muy importante seguir las pautas de uso para un correcto funcionamiento.

### PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Ficha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web [www.quicesa.com](http://www.quicesa.com)

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de temperaturas altas.

Exclusivamente para uso profesional.

### PRESENTACIÓN

Producto	Envase	Código
Sanicentro Multidesinfección, Bactericida	3 uds./5 L	ARV0923

### INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. De esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea el menor posible.

### CERTIFICACIONES

Registro de plaguicidas de la D.G.S.P  
Nº: 14-20/40-06945

Empresa certificada por Lloyd's Register  
con nº SGI 6010904/A ISO 9001

