

# Clorix-90

## Desinfectante para agua de piscina

Desinfectante en tabletas de alta concentración para el tratamiento del agua de la piscina.

### PROPIEDADES

Alta concentración y gran estabilidad para la desinfección y mantenimiento de la piscina.

Garantiza una desinfección potente y eficaz en todo tipo de piscinas.

De fácil aplicación y con lenta disolución para un mantenimiento prolongado de la piscina.

### BENEFICIOS

- ✓ *Desinfectante de gran concentración*
- ✓ *Fácil mantenimiento*
- ✓ *Efecto estabilizante*
- ✓ *Disolución lenta*



PARA USO  
PROFESIONAL

### PROPIEDADES

<b>Aspecto</b>	Sólido (tabletas)	<b>pH (en H<sub>2</sub>O al 1 %)</b>	2,0 – 2,5
<b>Color</b>	Blanco	<b>Solubilidad</b>	Hidrosolubilidad 1,3 g/cm <sup>3</sup>
<b>Olor</b>	A cloro (≈lejía)		

### MODO DE EMPLEO

Colocar las tabletas de CLORIX-90 en el dosificador automático y hacer circular el agua a través de éste.

En el caso de piscinas de carácter particular se pueden colocar las tabletas en un dosificador flotante.

### DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

**Tratamiento de mantenimiento:** Una vez ajustado el pH, introducir una tableta en dosificador automático por cada 15 m<sup>3</sup> de agua. Revisar el nivel de cloro residual en el agua de su piscina hasta alcanzar un valor de cloro comprendido entre 0,6 y 1,5 ppm.

Para las dosis recomendada, la duración de las tabletas es de unos 7-10 días, recomendándose revisar el estado de éstas semanalmente.

### PRODUCTOS RELACIONADOS ACONSEJADOS

Para un tratamiento inicial o choque incorporar 10 g de Clorix-55 granular (dicloro) por m<sup>3</sup> de agua. Posteriormente ajustar el pH.

Para ajustar el pH en los valores óptimos, entre 7,2 y 7,6, recomendamos nuestros reguladores BH-400 o SH-600 y el kit de análisis de cloro y pH de Quicesa.

### OTRA INFORMACIÓN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas en función de las propias características de la piscina.

### PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Ficha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web [www.quicesa.com](http://www.quicesa.com)

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de temperaturas altas.

### PRESENTACIÓN

Producto	Envase	Código
CLORIX-90, Desinfectante en tabletas	4 uds./5 kg	ARV0201
CLORIX-90, Desinfectante en tabletas	1 ud./25 kg	ARV0194

### INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. De esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea el menor posible.

### CERTIFICACIONES

Producto homologado en D.G.S.P. con número 18-60-09448.

Empresa certificada por Lloyd's Register con número SGI 6010904/A ISO 9001.

